



medi USA, LP  
6481 Franz Warner Pkwy.  
Whitsett, NC 27377  
USA  
www.mediusa.com



medi GmbH & Co. KG  
Medicusstraße 1  
95448 Bayreuth, Germany  
www.medi.de

medi Australia Pty Ltd  
83 Fennell Street  
North Parramatta NSW 2151  
Australia  
T +61-2 9890 8696  
F +61-2 9890 8439  
sales@mediaustralia.com.au  
www.mediaustralia.com.au

medi Austria GmbH  
Adamgasse 16/7  
6020 Innsbruck  
Austria  
T +43 512 57 95 15  
F +43 512 57 95 15 45  
vertrieb@medi-austria.at  
www.medi-austria.at

medi Belgium bvba  
Posthoornstraat 13/1  
3582 Koersel  
Belgium  
T +32 11 24 25 60  
F +32 11 24 25 64  
info@medibelgium.be  
www.medibelgium.be

medi Brasil  
Rua Itapeva 538 cj. 42  
Bela Vista, São Paulo - SP  
CEP: 01332-000  
Brasil  
Tel: +55 (11) 3500 8000  
sac@medibrasil.com  
www.medibrasil.com

medi Danmark ApS  
Vejlegårdsvej 59  
2665 Vallensbæk Strand  
Denmark  
T +45 70 25 56 10  
F +45 70 25 56 20  
kundeservice@sw.dk  
www.medit danmark.dk

medi Bayreuth España SL  
C/Canigó 2 – 6 bajos  
Hospitalet de Llobregat  
08901 Barcelona  
Spain  
T +34 93 260 04 00  
F +34 93 260 23 14  
medi@mediespana.com  
www.mediespana.com

medi France  
Z.I. Charles de Gaulle  
25, rue Henri Farman  
93297 Tremblay en France Cedex  
France  
T +33 1 48 61 76 10  
F +33 1 49 63 33 05  
infos@medi-france.com  
www.medi-france.com

medi Hungary Kft.  
Bokor u. 21  
1037 Budapest  
Hungary  
T +36 1371 0090  
F +36 1371 0091  
info@medi.hu  
www.medi.hu

medi Italia S.r.l.  
Via Guido Rossa 28  
40033 Casalecchio di Reno-Bologna  
Italy  
T +39 051 613 24 84  
F +39 051 613 29 56  
info@medi-italia.it  
www.medi-italia.it

medi Orient M.E.A. ZCC  
TAURUS GROUP  
Suite No. M01 Wasel Al Mamzar Bldg.  
Al Wuhida Road, Al Mamzar  
P.O.BOX NO. 91464  
DUBAI, UAE  
T: +971 4 2557344  
F: +971 4 2557399  
md@taurusgroup.net

medi Nederland BV  
Heusing 5  
4817 ZB Breda  
The Netherlands  
T +31 76 57 22 555  
F +31 76 57 22 565  
info@medi.nl  
www.medi.nl

medi Norway AS  
P.B. 238  
4291 Kopervik  
Norway  
T +47 52 84 45 00  
F +47 52 84 45 09  
post@medinorway.no  
www.medinorway.no

medi Polska Sp. z o.o.  
Zygmunta Starego 26  
44-100 Gliwice  
Poland  
T +48 32 230 60 21  
F +48 32 202 87 56  
info@medi-polska.pl  
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal Lda.  
Rua do Centro Cultural, no. 43  
1700-106 Lisboa  
Portugal  
T +351 21 843 71 60  
F +351 21 847 08 33  
medi.portugal@medibayreuth.pt  
www.medi.pt

medi RUS LLC  
Business Center NEO GEO  
Butlerova st., 17  
117342 Moscow  
Russia  
T +7 (495) 374-04-56  
F +7 (495) 374-04-56  
info@medirus.ru  
www.medirus.ru

medi Sweden AB  
Box 6034  
192 06 Sollentuna  
Sweden  
T +46 8 96 97 98  
F +46 8 626 68 70  
info@medi.se  
www.medi.se



4 049772 365760 E012049/06.2016

medi



circaid non slip padding

CIRCAID

circaid®  
non slip padding

Instructions for use. Gebrauchsanweisung.  
Инструкция по использованию. Instruções de uso.

medi. I feel better.

## circaid® non slip padding

The circaid non slip padding is worn directly against the skin, underneath any compression garment. Its tacky surface aids in preventing the garment from sliding.

### Disposal



Please dispose of the garment in household waste. No special criteria for disposal apply for medical compression garments.

### Material composition

circaid non slip padding:  
100% Polyurethane

### Washing instructions

The circaid non slip padding should be hand washed and air dried. Due to the nature of the material, debris will adhere to it; use tweezers to remove debris that does not wash out. Note that debris will decrease the effectiveness of the material over time.

- hand wash
- Do not bleach
- drip dry or line dry
- Do not iron
- Do not dry clean
- Do not wring

### Directions for creating - using garment

Trimming the circaid non slip padding (for use with a circaid garment)  
Step 1: Unfold the circaid non slip

padding and place it flat on a surface. Be sure to choose a clean surface as the material attracts debris.

Unroll the tab ends of the garment. Place the garment or portion of it (typically the thigh portion), flat on top of the circaid non slip padding with the black side of the material facing up.

Note: Do not let the hook tabs come in contact with the circaid non slip padding. The hook tabs may damage the padding and the fibers of the padding will decrease the effectiveness of the hook tabs.

Step 2: Using the legging as a template, cut a straight line through the circaid non slip padding. Use the outside edge of the tab ends as a guide.

Be sure not to cut the juxtafit garment, as this will void the manufacturer's warranty.

Step 3 If needed, trim the circaid non slip padding along the top and bottom edge of the garment to minimize excess material.

### Directions for creating - using circumference measurements

Trimming the circaid non slip padding (Using circumference measurements)  
Step 1: Measure the height of the desired coverage area on the limb.

Note: the maximum height of coverage area is 46 cm.


Step 2: Measure the largest and bottom circumference of the limb in the coverage area. Add 25 cm to each of these measurements to ensure your circaid non slip padding overlaps.

Step 3: Using these three measurements, mark and cut the padding per the drawing on the left cover.

medi UK Ltd.  
Plough Lane  
Hereford HR4 OEL  
United Kingdom  
T +44 1432 37 35 00  
F +44 1432 37 35 10  
enquiries@mediuk.co.uk  
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC  
Tankova Str. 8, office 35  
Business-center "Flora Park"  
Kiev 04112  
Ukraine  
T +380 44 591 1163  
F +380 44 392 73 73  
info@medi.ua  
http://medi.ua

medi USA, LP  
6481 Franz Warner Pkwy.  
Whitsett, NC 27377  
USA  
T +1 336 4 49 44 40  
F +1 888 5 70 45 54  
info@mediusa.com  
www.mediusa.com



## circaid® non slip padding

---

circaid non slip padding -  
подкладочный  
материал, предназначенный для  
предотвращения соскальзывания  
компрессионных бандажей circaid.  
circaid non slip padding можно носить  
непосредственно на тело.

---

### Утилизация









Утилизировать с бытовыми отходами.  
К изделиям не применяются  
специальные требования по  
утилизации.

### Состав материала

circaid non slip padding:  
100% Полиуретан

### Рекомендации по стирке

Изделие circaid non slip padding  
следует стирать вручную и сушить, не  
отжимая. Природа материала такова,  
что к нему будут прилипать  
посторонние частицы. Используйте  
пинцет, чтобы удалить посторонние  
частицы, которые остаются после  
стирки, потому что они будут снижать  
эффективность материала с течением  
времени.

- 
-  Ручная стирка
  -  Не отбеливать
  -  Сушить, не отжимая  
Не стирать в машине
  -  Не гладить
  -  Не применять химчистку
  -  Не отжимать
- 

### Указания по моделированию

Моделирование изделия circaid non  
slip padding (для использования с  
компрессионными изделиями circaid)

#### Шаг 1.

Разверните изделие circaid non slip  
padding и положите его на ровную  
поверхность. Позаботьтесь о том,  
чтобы выбрать чистую поверхность,  
так как материал притягивает  
ворсинки.

Разверните снабженные липучкой  
концы компрессионного изделия.  
Поместите компрессионное изделие  
или его часть (как правило,  
прилегающую к бедру), поверх circaid  
non slip padding, черной стороной  
материала вверх.

#### Примечание.

Избегайте контакта подкладочного  
материала circaid non slip padding с  
застежками-липучками. Застежки-  
липучки могут повредить  
подкладочный материал, а его волокна  
ухудшат рабочие свойства застежек-  
липучек.

---

#### Шаг 2.

Используя компрессионное изделие  
circaid в качестве шаблона, сделайте  
разрез через подкладочный материал  
circaid non slip padding. Используйте  
внешний край застежек-липучек в

качестве ориентира.

Позаботьтесь о том, чтобы не разрезать компрессионное изделие circaid, так как в этом случае гарантия производителя теряет силу.

Шаг 3.

При необходимости, обрежьте подкладочный материал circaid non slip padding вдоль верхнего и нижнего края изделия компрессионного изделия circaid, чтобы свести к минимуму излишек материала.

### **Надевание circaid® non slip padding**

Шаг 1.

Оберните подкладочным материалом circaid non slip padding часть конечности, на которую будет надето компрессионное изделие (например, бедро). Подкладочный материал следует накладывать непосредственно на кожу; накладывать его поверх носка circaid sock или внутреннего лайнера circaid undersleeve неэффективно.

Шаг 2.

Оберните излишки материала вокруг конечности, чтобы закрепить его на месте. Материал будет слипаться; лейкопластырь и другие клеящиеся материалы не нужны.

Шаг 3.

Наденьте компрессионное изделие поверх подкладочного материала circaid non slip padding. Позаботьтесь о том, чтобы застежки-липучки не прилипли к материалу. Все застежки-липучки должны быть полностью закреплены на изделии. Если липучки запутаются в подкладочном материале, они могут его повредить, а также ухудшить свои адгезивные свойства.

---

### **Примечание.**

Это изделие не предназначено для детей в возрасте до семи лет.

---

### **Размер.**

18x60 дюймов \ 45x 152 см